



AJL CELL

Вискоэластичные растворы

Наименование	AJL CELL 2%
Описание и показания	<i>Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната – это высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем pH, стерильный и апирогенный, он применяется для интраокулярных инъекций в хирургии заднего сегмента глаза</i>
Состав/ Молекулярная масса (ММ)	<i>Гидроксипропилметилцеллюлоза (HPMC)/ 92 000 Da</i>
Вязкость (1 с -1 25°C)	<i>2 000-4 000 мПа</i>
pH	<i>7.0-7.5</i>
Осмолярность	<i>250-350 мОсмол/л</i>
Объем	<i>2 мл.</i>
Упаковка	<i>Одноразовый, стерильный, предварительно наполненный стеклянный шприц объемом 2 мл с наконечником Люэра и стерильной канюлей 27G</i>
Метод стерилизации	<i>Стерильный</i>
Срок годности	<i>3 года</i>