

CFX-LINKER

corneal cross-linking system



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новое поколение CF X- LINKER оснащено новыми функциями, разработанными на основе нашего исследовательского опыта работы с пациентами, обеспечивая хирургам более плавный и комплексный подход в повседневной практике



УЛУЧШЕННЫЙ ОПЫТ


- Сенсорный монитор- 25 см
- Модернизированное аппаратное обеспечение и процессор
- Оптимизированное программное обеспечение
- Улучшенная стабильность.

БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ рабочий процесс

- Архивируйте все ваши процедуры.
- Планируйте свои процедуры заранее.
- Распечатайте или сохраните отчет о лечении.

БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ

- EPI-OFF: согласно Дрезденскому протоколу
 - Ионофорез
- EPI-ON: кастомизированный метод Fast CXL (только с RIBOCROSS te® & RIBOFAST)
 - CXL для лечения инфекционного кератита
 - Настраиваемые предустановки лечения.



CE 1936